



МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПИТАНИЯ В ДОУ

# Как чистить, мыть дезинфицировать игрушки

### ✓ Новые, кроме мягконабивных

Мыть в течение 15 минут проточной водой при температуре не ниже 37 °С с мылом, затем высушивать

### ✓ Полимерные

Мыть горячей водой при температуре 50 °С щеткой, мылом или двухпроцентным мыльно-содовым раствором в специально предназначенных промаркированных тазах. Затем промыть проточной водой при температуре 37 °С и высушить

### ✓ Пенолатексные, ворсовые и мягконабивные

Обработать согласно инструкции производителя

### ✓ Мягкие

Стирать вручную с помощью губки и мыльной воды. Стирать в машинке, если это указано в инструкции

### ✓ Кукольная одежда

Стирать и проглаживать горячим утюгом по мере загрязнения не реже одного раза в неделю

### ✓ Книги

Если оформление книг допускает влажную обработку, их необходимо обрабатывать по мере загрязнения. Пластиковые книжки надо обрабатывать, как игрушки